



Пользовательская инструкция по работе в программном обеспечении «NeiroTouch»


Шаг 1. Заходя в приложение, у врача высвечивается окошко, где для входа нужно ввести логин и пароль, если аккаунта еще нет, то ниже есть кнопка регистрации.




Шаг 2. После входа у врача появляется поле с информацией об активных устройствах, завершенных сессиях и устройствах в режиме онлайн.




Шаг 3. Для привязки рабочего пространства пациента к приложению нужно на интерактивной панели нажать «Настройки» и ввести следующие данные: имя устройства, IP адрес и порт.




Далее нажать «Подключиться» и появится изображение с именем устройства.




После ввода данных у врача отображается подключенное устройство (помечено синей рамкой).



Шаг 4. Для добавления пациента слева на экране есть панель, где можно выбрать раздел «Пациенты» (синяя рамка). Нужно нажать кнопку «Добавить пациента» (красная рамка), заполнить поля и нажать «Сохранить».




Появится новая карточка с необходимой информацией (синяя рамка).




Шаг 5. Для начала прохождения игры нужно нажать «Запустить сессию» и пройти 4 этапа.


1. Выбрать игру.




2. Выбрать устройство.




3. Выбрать уровень сложности.




4. Подтвердить и нажать «Начать сессию».




Шаг 6. На панели пациента появляется кнопка старта, после нажатия которой запускается игра.



После завершения отображаются результаты и направление к врачу.




У врача в разделе «Пациенты» при нажатии на определенного больного содержится статистка о прохождении игр.




Дополнительные функции.


1. Раздел «Аналитика» включает в себе сведения о проведенных сессиях; активности за последнюю неделю; количестве активных игр, их популярности и другое.



2. Раздел «Устройства» содержит информацию о всех панелях, панелях в режиме онлайн и активных сессиях.



3. Раздел «Игры» несет в себе данные о доступных играх, их краткое описание и направление развития.



4. В разделе «Журнал системы» хранится история активностей (пациент, устройство, дата и время прохождения сессии и прочее).

